

# Aesculap<sup>®</sup> Bezpieczny skalpel

Ostry i pewny



Aesculap Surgical Instruments

# Aesculap® Bezpieczny skalpel

Certyfikowany zgodnie z TRBA250

CE<sub>0123</sub>



# RAZ TO O JEDEN RAZ ZA DUŻO!

Z powodu ukłuć i skaleczeń instrumentami, które uległy kontaminacji, rocznie w Niemczech dochodzi do infekcji średnio:

- 400 pracowników klinik - żółtaczką typu B\*
- 75 pracowników - żółtaczką typu C\*
- 1 pracownika - wirusem HIV\*

\*źródło: EPINet

Ryzyko zakłuć i skaleczeń jest często bardzo wysokie. Z tego rodzaju przypadkami regularnie wiąże się niebezpieczeństwo infekcji dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego



## Aesculap® Bezpieczny skalpel


# Aesculap® Bezpieczny skalpel

Certyfikowany zgodnie z TRBA250

CE 0123




- Zbudowany zgodnie z wymaganiami TRBA 250 4.2.4.
- Obniża poziom przenoszenia infekcji podczas operacji wskutek ran ciętych i kłutych podczas podawania, odbierania i utylizacji
- Bezpieczne blokowanie na stanowisku do utylizacji



Przezroczysta ochrona ostrza:  
- kształt ostrza jest widoczny  
- położenie ostrza jest w każdej chwili rozpoznawalne



# OSTRY I PEWNY



Prosta obsługa  
jedną ręką

Bezpieczne  
blokowanie

Linijka z podziałką  
centymetrową i calową

Poręczność uchwytu zapewnia  
precyzyjne cięcie.



# Aesculap® Bezpieczny skalpel

Certyfikowany zgodnie z TRBA250

CE 0123


Stosowanie bezpiecznego skalpela Aesculap pozwoli Państwu spełnić wymogi TRBA 250



§ Mechanizm zabezpieczający stanowi element składowy systemu i jest kompatybilny z innym wyposażeniem.

§ Jego aktywacja musi być możliwa jedną ręką.

**Mechanizm uruchamia się automatycznie poprzez cofnięcie ostrza jedną ręką.**




§ Mechanizm bezpieczeństwa wyklucza ponowne użycie.

✓ **Ostrze w pozycji po użyciu instrumentu jest bezpiecznie blokowane.**

§ Zastosowanie skalpela bezpiecznego nie wymaga zmiany techniki cięcia

✓ **Podczas operacji skalpelem bezpiecznym należy się posługiwać identycznie, jak standardowymi skalpelami jednorazowymi.**



§ Mechanizm zabezpieczający musi być słyszalny lub wyczuwalny przez wyraźny sygnał.

✓ **Aktywacji blokady towarzyszy wyraźne „kliknięcie”, widoczne i wyczuwalne natychmiast po aktywacji.**

**„kliknięcie” widoczna aktywacja**

BA810SU-BA836SU Opakowanie = 10 sztuk



**BA810SU**  
Fig. 10



**BA811SU**  
Fig. 11



**BA812SU**  
Fig. 12



**BA813SU**  
Fig. 13



**BA815SU**  
Fig. 15



**BA815-1SU**  
Fig. 15-1



**BA815-CSU**  
Fig. 15-C



**BA818SU**  
Fig. 18



1/1

**BA819SU**

Fig. 19



1/1

**BA820SU**

Fig. 20



1/1

**BA821SU**

Fig. 21



1/1

**BA822SU**

Fig. 22



1/1

**BA823SU**

Fig. 23



1/1

**BA824SU**

Fig. 24



1/1

**BA825SU**

Fig. 25




1/1

**BA836SU**

Fig. 36



# RAZ TO O JEDEN RAZ ZA DUŻO!



## Obowiązek jazdy w kasku

§ 21a Kodeks Ruchu Drogowego: "...kierowcy jednośladów z silnikiem spalinowym i ich pasażerowie muszą podczas jazdy zakładać kaski ochronne".

## Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa

§ 21a Kodeks Ruchu Drogowego: "Pasy bezpieczeństwa muszą być podczas jazdy zapięte".

## Obowiązek zachowania bezpieczeństwa

Techniczne Zasady Pracy z Materiałami Biologicznymi 250 4.2.4. "...aby chronić pracowników przed skaleczeniami podczas wykonywania czynności z użyciem spiczastych lub ostrych instrumentów medycznych...muszą być stosowane instrumenty bezpieczne"

Dystrybucja w Polsce  
Aesculap Chifa sp. z oo | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomysl  
Tel. 61 44 20 100 | Fax 61 44 23 936 | [www.chifa.com.pl](http://www.chifa.com.pl)

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | [www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Aesculap – firma grupy B. Braun

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dopuszcza się możliwość zmian technicznych. Niniejsza broszura nie może być wykorzystywana w celach innych niż prezentowanie oferty, sprzedaż lub zakup naszych produktów. Zabrania się reprodukcji całości lub dowolnej części niniejszej broszury. W przypadku wykorzystywania niezgodnego z jej przeznaczeniem, zastrzegamy sobie prawo do wycofania z obiegu naszych katalogów i cennika oraz podjęcia stosowanych działań w celu ochrony naszych interesów.