

seca 956

Waga krzeselkowa
do ważenia w pozycji
siedzącej (III)



- Proste rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych.
- Odchylane podłokietniki i oparcia na stopy dla wygodnego zajmowania pozycji.
- Blokady kółek dla bezpiecznego siadania i wstawania.
- Intuicyjny panel sterowania dla łatwej obsługi wagi.
- Najważniejsze funkcje dla maksymalnej korzyści.

seca 956:

Udogodnienie dla pacjentów i personelu.

Ważenie w pozycji stojącej to dla osób niepełnosprawnych lub starszych niezwykle trudne zadanie. Wagi krzesłkowe są wielkim ułatwieniem dla pacjentów i personelu domów opieki nad starszymi, szpitali, oddziałów geriatrycznych lub ortopedii. Nowa seca 956 jest przyjaznym dla użytkowników rozwiązaniem i posiada funkcje, które powinna posiadać każda praktyczna waga krzesłkowa.



Wszystko co ważne.

Z nośnością do 200 kg oraz 100-gramową podziałką, seca 956 wypełnia wszystkie standardy medyczne. Waga ta posiada typowe wyposażenie seca: składane podłokietniki i podnóżki, bezpieczne hamulce kółek, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko oraz płynnie poruszające się rolki, które wraz z ergonomicznie uformowanym uchwytem pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie wagi.

Prosta obsługa.

Starsi i otyli pacjenci mogą wygodnie zająć miejsce na wadze dzięki składanym podłokietnikom i oparciom na stopy. Tak samo wygodnie ma personel, gdyż dzięki zasilaniu bateryjnemu seca 956 jest niezależna od dostępu do gniazdek elektrycznych, a jeden komplet baterii starcza na ok. 4000 ważeń. Trening z użytkowania wagi jest tutaj prawie zbędny, ponieważ nieskomplikowany panel sterowania obsługiwany jest intuicyjnie.

TARA i HOLD.

seca 956 jest oczywiście wyposażona w ważną funkcję TARA, dzięki której ustalana może być waga każdego nowo dodanego przedmiotu. Funkcja HOLD służy do zamrażania wartości wyświetlacza, co pozwala w pierwszej kolejności zająć się pacjentem, a następnie odczytać wyniki. Wszystkie te atrybuty, a także staranne wykonanie oraz gwarancja wieloletniego użytkowania urządzenia, czynią nową wagę krzesłkową prawdziwym produktem marki seca, który spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia się światowemu liderowi w produkcji wag medycznych.



Nowy ergonomiczny uchwyt ułatwia prowadzenie wagi.



Podpórki na ramiona i stopy są składane, by ułatwić siadanie i wstawanie.



Wyświetlacz jest praktycznie umiejscowiony i daje się łatwo obsługiwać.

seca 956

Dane techniczne

- Nośność: 200 kg
- Podziałka: 100 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 563 x 897 x 956 mm
- Waga własna: 22,4 kg
- Zasilanie: bateryjne
- Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie
- Klasa dokładności: III