




## ZASTOSOWANIE

Laryngologia

Opieka domowa

Sala / Oddział

Tracheotomia



NEW ASPIRET, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci. Przeznaczony do leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

## AKCESORIA W ZESTAWIE

- Butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20
- Przewód zasilający

## OPCJONALNIE

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27731)
- Torba transportowa (SP0207)

## PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa	bezolejowa i bezobrotowa pompa tłokowa
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Klasyfikacja ISO 10079-1	wysokie podciśnienie / niski przepływ
Maksymalne podciśnienie (regulowane)	-0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
Maksymalny przepływ	15 l/min
Poziom hałasu	59,6 dB
Cykl pracy	praca ciągła
Stopień ochrony IP	IP21
Waga	2,95 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
Wymiary	19 x 23 x 15 cm
Miejsce produkcji	Włochy



Italian  
Medical  
Touch  
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Włochy)