



- ZASTOSOWANIE**
- Laryngologia
 - Opieka domowa
 - Sala / Oddział
 - Tracheotomia



NEW ASKIR 20, ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci. Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem zabezpieczającym przed przepiętnieniem
- Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne)
- Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm
- Filtr antybakteryjno-hydrofobowy
- Cewnik CH20
- Przewód zasilający

OPCJONALNIE

- Stojak na 5 kółkach z hamulcami (27730)
- Torba transportowa (SP0207)
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych FLOVAC (31843, 31848, 31841, 31846)

PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa	bezolejowa i bezobstugowa pompa tłokowa
Zasilanie	220-230 V / 50-60 Hz
Klasyfikacja ISO 10079-1	wysokie podciśnienie / niski przepływ
Maksymalne podciśnienie (regulowane)	-0.75 bar -75 kPa -563 mmHg
Maksymalny przepływ	16 l/min
Poziom hałasu	60,5 dB
Cykl pracy	praca ciągła
Stopień ochrony IP	IP21
Waga	3,49 kg (ze wszystkimi akcesoriami)
Wymiary	35 x 18 x 21 cm
Miejsce produkcji	Włochy



Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

Producent: CA-MI (Włochy)