



## Cewniki do odsysania Argyle™

Wszelchstronna rodzina atraumatycznych cewników do odsysania do szerokiej gamy zabiegów



**COVIDIEN**

*positive results for life™*

Łagodne dla pacjentów

Szeroka gama atraumatycznych cewników do odsysania z szerokim wyborem końcówek i opcjonalnymi złączami do różnych źródeł ssania. "Mrożone" wykończenie powierzchni, konstrukcja zapewniająca odpowiednią sztywność dla odporności na załamanie.

## Cewnik do odsysania z wtopionym złączem i ściętą końcówką

- Właściwy poziom sztywności zapewnia odporność na załamanie
- Atraumatyczna ścięta końcówka otwarta
- Dwa otwory boczne o gładkich brzegach
- Złącze kodowane kolorem
- Długość skuteczna 50 cm

Produkty nie zawierają lateksu

Nr	Kolor	Nr ref
1.	● 6 Ch, jasnozielony	01951011
2.	● 8 Ch, niebieski	01951021
3.	● 10 Ch, czarny	01951031
4.	○ 12 Ch, biały	01951041
5.	● 14 Ch, zielony	01951051
6.	● 16 Ch, pomarańczowy	01951061
7.	● 18 Ch, czerwony	01951071
8.	● 20 Ch, żółty	01951081




Ścięta końcówka

## Łatwiejsza identyfikacja

Uniwersalne kolory kodowe rozmiaru dla całej gamy końcówek i złączy

BS EN ISO 8836; 2009




## Cewniki do odsysania z zaokrągloną końcówką

Produkty nie zawierają lateksu

- Odpowiednia sztywność zapewnia odporność na załamanie
- Atraumatyczna, miękko zaokrąglona końcówka otwarta
- Dwa małe otwory odbarczające
- Złącze kodowane kolorem
- Długość skuteczna 50 cm

Cewniki skalowane 40 i 50 cm – p. str. 7.




Nr	Kolor kodowy	Nr ref.
9.	● 6 Ch, jasnozielony	01951411
10.	● 8 Ch, niebieski	01951421
11.	● 10 Ch, czarny	01951431
12.	○ 12 Ch, biały	01951441
13.	● 14 Ch, zielony	01951451
14.	● 16 Ch, pomarańczowy	01951461
15.	● 18 Ch, czerwony	01951471
16.	● 20 Ch, żółty	01951481



Końcówka zaokrąglona

## Cewnik do odsysania z kontrolą podciśnienia i ściętą końcówką

Produkty nie zawierają lateksu



23

21

20

19

18

- Odpowiednia sztywność zapewnia odporność na załamanie
- Atraumatyczna, miękko zaokrąglona ścięta końcówka otwarta
- Dwa małe otwory boczne o gładkich brzegach
- Złącze z kontrolą podciśnienia kodowane kolorem
- Długość skuteczna 50 cm

Nr	Kolor kodowy	Nr ref.
17.	● 6 Ch, jasnozielony	01953011
18.	● 8 Ch, niebieski	01953021
19.	● 10 Ch, czarny	01953031
20.	○ 12 Ch, biały	01953041
21.	● 14 Ch, zielony	01953051
22.	● 16 Ch, pomarańczowy	01953061
23.	● 18 Ch, czerwony	01953071

Ścięta końcówka

## Cewnik do odsysania z regulacją podciśnienia i zaokrągloną końcówką


- Odpowiednia sztywność zapewnia odporność na załamanie
- Odmiana metryczna posiada dokładną centymetrową podziałkę pozycjonującą, rozpoczynającą się 4 cm od końca dystalnego
- Atraumatyczna, miękko zaokrąglona końcówka otwarta
- Dwa małe otwory odbarczające przy końcówce
- Złącze z kontrolą podciśnienia
  - przezroczyste dla ułatwienia obserwacji wydzieliny
  - kodowane kolorem
- Długość skuteczna 50 cm  
Cewniki dł. 40 i 50 cm ze skalą – p. str. 7

Produkty nie zawierają lateksu

Nr	Kolor kodowy	Nr ref.
24.	● 5 Ch, szary	01952011
25.	● 6 Ch, jasnozielony	01952021
26.	● 7 Ch, fioletowy	01952031
27.	● 8 Ch, niebieski	01952041
28.	● 10 Ch, czarny	01952051
29.	○ 12 Ch, biały	01952061
30.	● 14 Ch, zielony	01952071
31.	● 16 Ch, pomarańczowy	01952081
32.	● 18 Ch, czerwony	01952091



Zaokrąglona końcówka



## Cewnik do odsysania z końcówką kątową

Produkty nie zawierają lateksu



- Końcówka kątowna do zabiegów odsysania oskrzeli, zapewniająca łatwiejszy dostęp do prawego lub lewego oskrzela głównego
- „Mrożone” wykończenie powierzchni
- Odpowiednia sztywność zapewnia odporność na załamanie
- Właściwy kształt końcówki ograniczający ryzyko traumatyzacji tkanki
- Dwa małe otwory odbarczające
- Znacznik na złączu lejowym wskazujący kierunek zgięcia końcówki
- Złącze kodowane kolorem
- Długość skuteczna 50 cm

Nr	Kolor kodowy	Nr ref.
33.	● 10 Ch, czarny	01951211
34.	○ 12 Ch, biały	01951221
35.	● 14 Ch, zielony	01951231
36.	● 16 Ch, pomarańczowy	01951241



## Cewniki do odsysania Argyle™ z podziałką

### Cewniki do odsysania z podziałką i zaokrągloną końcówką, 50 cm


Nr	Opis	Fr/Ch	Długość	Nr ref.
37.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	6	50 cm	01951311
38.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	8	50 cm	01951321
39.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	10	50 cm	01951331
40.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	12	50 cm	01951341
41.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	14	50 cm	01951351
42.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	16	50 cm	01951361
43.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	18	50 cm	01951371
44.	Z wtopionym złączem i zaokrągloną końcówką	20	50 cm	01951381

### Cewniki do odsysania z kontrolą ssania, podziałką i zaokrągloną końcówką, 50 cm

Nr	Opis	Fr/Ch	Długość	Nr ref.
45.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	5	50 cm	01953101
46.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	6	50 cm	01953111
47.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	7	50 cm	01953121
48.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	8	50 cm	01953131
49.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	10	50 cm	01953141
50.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	12	50 cm	01953151
51.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	14	50 cm	01953161
52.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	16	50 cm	01953171
53.	Z kontrolą ssania i zaokrągloną końcówką	18	50 cm	01953181

### Cewniki do odsysania z wtopionym złączem, podziałką i zaokrągloną końcówką, 40 cm

Nr	Opis	Fr/Ch	Długość	Nr ref.
54.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	6	40 cm	01951611
55.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	8	40 cm	01951621
56.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	10	40 cm	01951631
57.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	12	40 cm	01951641
58.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	14	40 cm	01951651
59.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	16	40 cm	01951661
60.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	18	40 cm	01951671
61.	Wtopione złącze, zaokrąglona końcówka	20	40 cm	01951681



# Informacje do zamówień

## Cewnik do odsysania z wtopionym złączem i ściętą końcówką

Nr ref.	Nr	Kolor	Długość	Szt. w opak.
01951011	1	06 Ch jasnozielony	50 cm	100
01951021	2	08 Ch niebieski	50 cm	100
01951031	3	10 Ch czarny	50 cm	100
01951041	4	12 Ch biały	50 cm	100
01951051	5	14 Ch zielony	50 cm	100
01951061	6	16 Ch pomarańczowy	50 cm	100
01951071	7	18 Ch czerwony	50 cm	100
01951081	8	20 Ch żółty	50 cm	100

## Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką

Nr ref.	Nr	Kolor	Długość	Szt. w opak.
01951411	9	06 Ch jasnozielony	50 cm	100
01951421	10	08 Ch niebieski	50 cm	100
01951431	11	10 Ch czarny	50 cm	100
01951441	12	12 Ch biały	50 cm	100
01951451	13	14 Ch zielony	50 cm	100
01951461	14	16 Ch pomarańczowy	50 cm	100
01951471	15	18 Ch czerwony	50 cm	100
01951481	16	20 Ch żółty	50 cm	100

## Cewnik do odsysania z kontrolą podciśnienia i ściętą końcówką

Nr ref.	Nr	Kolor	Długość	Szt. w opak.
01953011	17	06 Ch jasnozielony	50 cm	100
01953021	18	08 Ch niebieski	50 cm	100
01953031	19	10 Ch czarny	50 cm	100
01953041	20	12 Ch biały	50 cm	100
01953051	21	14 Ch zielony	50 cm	100
01953061	22	16 Ch pomarańcz.	50 cm	100
01953071	23	18 Ch czerwony	50 cm	100

## Cewnik do odsysania z kontrolą podciśnienia i zaokrągloną końcówką

Nr ref.	Nr	Kolor	Długość	Szt. w opak.
01952011	24	05 Ch szary	50 cm	100
01952021	25	06 Ch jasnozielony	50 cm	100
01952031	26	07 Ch fioletowy	50 cm	100
01952041	27	08 Ch niebieski	50 cm	100
01952051	28	10 Ch czarny	50 cm	100
01952061	29	12 Ch biały	50 cm	100
01952071	30	14 Ch zielony	50 cm	100
01952081	31	16 Ch pomarańcz.	50 cm	100
01952091	32	18 Ch czerwony	50 cm	100

## Cewnik do odsysania z końcówką kątową

Nr ref.	Nr	Kolor	Długość	Szt. w opak.
01951211	33	10 Ch czarny	50 cm	100
01951221	34	12 Ch biały	50 cm	100
01951231	35	14 Ch zielony	50 cm	100
01951241	36	16 Ch pomarańcz.	50 cm	100

## Cewnik do odsysania z podziałką i zaokrągloną końcówką, 50 cm

Nr ref.	Opis	Fr/Ch	Długość	Szt. w opak.
01951311	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	6	50 cm	100
01951321	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	8	50 cm	100
01951331	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	10	50 cm	100
01951341	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	12	50 cm	100
01951351	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	14	50 cm	100
01951361	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	16	50 cm	100
01951371	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	18	50 cm	100
01951381	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	20	50 cm	75

## Cewnik do odsysania z kontrolą podciśnienia, podziałką i zaokrągloną końcówką, 50 cm

Nr ref.	Opis	Fr/Ch	Długość	Szt. w opak.
01953101	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	5	50 cm	100
01953111	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	6	50 cm	100
01953121	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	7	50 cm	100
01953131	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	8	50 cm	100
01953141	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	10	50 cm	100
01953151	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	12	50 cm	100
01953161	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	14	50 cm	100
01953171	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	16	50 cm	100
01953181	Kontrola podciśnienia, zaokrągł. końc.	18	50 cm	100

## Cewnik do odsysania z wtopionym złączem, podziałką i zaokrągloną końcówką, 40 cm

Nr ref.	Opis	Fr/Ch	Długość	Szt. w opak.
01951611	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	6	40 cm	100
01951621	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	8	40 cm	100
01951631	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	10	40 cm	100
01951641	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	12	40 cm	100
01951651	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	14	40 cm	100
01951661	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	16	40 cm	100
01951671	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	18	40 cm	100
01951681	Wtopione złącze, zaokrągł. końc.	20	40 cm	75

## Rozmiary cewników – kolory kodowe

Ch/Fr	Kolor	Srednica	Srednica leja
05CH/FR	Szary	1,7 mm	
06CH/FR	Jasnozielony	2,0 mm	
07CH/FR	Fioletowy	2,3 mm	
08CH/FR	Niebieski	2,7 mm	
10CH/FR	Czarny	3,3 mm	
12CH/FR	Biały	4,0 mm	
14CH/FR	Zielony	4,7 mm	
16CH/FR	Pomarańcz.	5,3 mm	
18CH/FR	Czerwony	6,0 mm	
20CH/FR	Żółty	6,7 mm	

**WAŻNE:** Należy zapoznać się z dołączonymi do opakowania pełnymi instrukcjami, przeciwwskazaniami i środkami ostrożności

COVIDIEN, COVIDIEN z logo, logo Covidien i slogan „positive results for life” są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych państwach znakami towarowymi Covidien AG. Pozostałe marki są własnością spółki Covidien.  
© 2014 Covidien. – PL/MS\_ND\_2012\_EP13\_0309\_12/14



DANE KONTAKTOWE NA STRONIE

WWW.COVIDIEN.COM

W ZAKŁADCE „CONTACT US”

Zeskanuj smartfonem