



**RKO ma nowe oblicze.
Najbardziej doskonała
technologia znów
o krok do przodu.**

Nawet jeśli widzisz Samaritan PAD 500 P po raz pierwszy, od razu wiesz, jak się nim posługiwać. Dotykasz PADa, włączasz jednym przyciskiem po prostu wiesz co masz robić. Trzy proste kroki i trzy proste ruchy, które z łatwością wykonasz dzięki profesjonalnemu wsparciu defibrylatora powodują, że udzielanie pierwszej pomocy jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Samaritan PAD 500P to najlepsze i najbardziej bezpieczne urządzenie do całościowego udzielania pierwszej pomocy. To nie klasyczne AED. To jego następca.

It's safe here.



20 x 18,4 cm wielkości

8 lat gwarancji na AED

4 lata gwarancji na baterie i elektrody

90 min zapisu EKG

1,1 kg wagi z baterią

INNOWACJE BEZ ZMIANY FORMY

Samaritan PAD 500 P wygląda tak jak nasze klasyczne AED, ponieważ doskonałej formy nie należy zmieniać. Ale zmieniło się wiele w środku. Zmieniło się to, co jest tak ważne – podejście do resuscytacji krążeniowo - oddechowej czyli masażu serca, będącego ważnym elementem niesienia pierwszej pomocy. Jej jakość, to jeden z kluczowych elementów decydujących o przeżyciu. Wybierając Samaritana 500 P mamy w jednym urządzeniu pewność co do wsparcia w RKO oraz najlepiej przeprowadzonej defibrylacji.

BY PRZEKRACZAĆ GRANICE MUSISZ BYĆ O KROK DALEJ.

Nikt jak dotąd nie stworzył tak zaawansowanego urządzenia. Samaritan 500P to nie tylko defibrylator AED – to również najnowocześniejszy moduł doradcy RKO a więc system, który na bieżąco będzie podpowiadać jak należy masować serce konkretnej osoby. Nie działa według ogólnie przyjętych norm dla uśrednionej wagi i postury poszkodowanego, lecz opiera się o wynik badania przez kardiogram impedancyjny. Mówiąc prościej - dla każdej osoby dobiera najbardziej optymalną siłę i moc ucisku bo dla każdego z nas jest ona zupełnie inna. Co oznacza to dla kogoś kto ratuje życie? Samaritan 500 P na bieżąco, po każdym kilku uciśnięciach będzie wspierać w tym działaniu. Wolniej, szybciej, słabiej, mocniej – takimi słowami będzie prowadzić tak długo, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Zdejmuje więc cały ciężar tego działania – sprawiając że będzie wykonane profesjonalnie zwiększając maksymalnie szanse na przeżycie. W sumie - czyni ze zwykłego człowieka osobą profesjonalnie niosącą pomoc.

WYPRZEDZA KONKURENCJĘ. Z LEKKOŚCIĄ.

500 P łączy w sobie wszystkie cechy idealnego defibrylatora. Jako jedyny gwarantuje wsparcie w każdym elemencie składającym się na niesienie pomocy. Mały, lekki, niezawodny. Bez wtyczek, przetączników. Z unikalnym i opatentowanym systemem baterii i elektrod w jednej kasce PAD-Pak, które są ekonomiczne i mają 4 letnią datę przydatności dla całego elementu. 500 P nie jest nowym AED. To urzeczywistnienie nowej wizji defibrylatora, który poza ratowaniem życia ma dla Ciebie bezcenne wsparcie w postaci bieżącej analizy i doradcy RKO.

PARAMETROWO BEZKONKURENCYJNY



Sila komunikacji
w trzech prostych
symbolach.



Tylko dwa przyciski.
Jeden czytelny panel
graficzny.



Niezawodny. Poddawany
auto testom gwarantującym
gotowość do pracy.



Przeñośny. Gotowy
do pracy bez wyjmo-
wania z torby.



Bez wtyczek.
Bez podłączania
czegokolwiek.



Technologicznie
najlepszy.



Lekki.



Absolutnie prosty.

✚ KOD PRODUKTU BAS-500-PL-10

W ofercie również szafki,
gabloty, oznakowanie,
apteczki i wszystkie inne
akcesoria, które spr-
wiają, że miejsce wokół
nas jest bezpieczne.

✚ AKCESORIA DODATKOWE

- Kabel do przesyłu danych
ACC-BAS-01
- Dodatkowa bateria dla
dorosłych i dzieci powyżej
8 r.ż. PAD-PAK-03
- Dodatkowa bateria pedia-
tryczna dla dzieci od 1 do
8 r.ż. PAD-PAK-04

PARAMETRY

informacje ogólne

Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.

RKO

Doradca resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Ocena RKO z 5 rodzajami komunika-
tów głosowych.

tryb pracy

Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibracyjnego.

wygląd

Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED.
Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji
ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działa-
niach.

gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4
letnią gwarancją na cały element.

opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednora-
zowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

fala

Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope).
Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbrocze i impuls wyłado-
wania do impedancji pacjenta.

czułość / dokładność

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80

temp. pracy / gotowości

Od 0°C do 50°C.

wilgotność względna

Od 5% do 95%.

wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

energia

Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

czas ładowania

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

pojemność baterii

Powyżej 100 wstrząsów.

długość przewodów

1 metr

wykonanie

Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi
Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester

metronom

Graficzny i dźwiękowy.

język

Polski (inne języki jako opcjonalne).